

NEUTRALIZING EYE-RINSE SOLUTION



For situations with a risk of chemical burns

Handy bottle with sterile phosphate buffer solution (4.9%)

Neutralizing Eye-Rinse Solution, 200 ml

Art. No. 0899 511 921

P. Qty. 1

Applications:

- For quick neutralization of acids and alkalis.
- For mobile use or for refilling the wall station and wall box.

EYE-EMERGENCY STATION IN WALL BOX



Dust-tight wall box

Art. No. 0899 511 920

P. Qty. 1

Schmerz- und Schädelfestmachung	Empfohlene Spülung	Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung	Empfohlene Spülung
Freiheitskörper z.B. Sand, Schlacke, Metall- und Holzsplitter	Augenspülung	Augenspülung	Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung
Säureschäden	Neutralisierende Augenspülung	Augenspülung	Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung
Alkalische Schäden	Neutralisierende Augenspülung	Augenspülung	Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung
Sonstige Schäden (z.B. Ursubstanz und Öl)	Augenspülung	Augenspülung	Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung
Schäden auf der Haut	Neutralisierende Augenspülung	Augenspülung	Augenspülung bis zur ärztlichen Behandlung

Wichtig!
Bei Augenverletzungen sofort mit Wasser spülen und gegebenenfalls Schutzbrille absetzen. Die Augenspülung ist ein Hilfsmittel zur ersten Hilfe. Bei schweren Verletzungen sofort einen Arzt anrufen. Die Spülung sollte auch während der Transport zum Arzt fortgesetzt werden.

WÜRTH
WÜRTH AG
WÜRTHstraße 15
83634 Ottobrunn
Tel. +49 (0) 89 30 90 0
www.wuerth.de

Scope of delivery:

eye-rinse solution (500 ml), neutralizing eye-rinse solution (200 ml), mirror and eye emergency plan

Fields of application:

For stationary use in workplaces with a potential risk of acids, alkalis or foreign bodies (dust, dirt, splinters etc.) ending up in a person's eyes.